

Einsatzmöglichkeiten Urinauffangbeutel

	Blasenverweilkatheter (transurethral, suprapubisch, NFK)	Urostomie (Ileumconduit, Uretherhautfistel) Kondom-Urinal, Urinkollektoren	Einmal- katheterismus
Variante 1	Sterile, geschlossene Urindrainagesysteme	unsteriler Bettbeutel	unsteriler Bettbeutel (mit oder ohne Ablass)
Variante 2	Sterile Beinbeutel + unsterile Bettbeutel (mit oder ohne Ablass)	unsteriler Beinbeutel + unsteriler Bettbeutel (mit oder ohne Ablass)	
Variante 3	Steriler, kombinierter Tag- und Nachtbeutel		

Tragedauer:

- geschlossene Urindrainagesysteme und kombinierte Tag- und Nachtbeutel -> bis 14 Tage
- unsterile Bettbeutel mit Ablass -> 3 Tage
- unsterile Bettbeutel ohne Ablass -> täglich o. bei Bedarf
- unsterile und sterile Beinbeutel (ohne Tropfkammer) -> alle 3 Tage