


Hilfsmittel & Pflegebedarf

2021



Fieberthermometer | Blutzuckermessung

digitales Fieberthermometer

flexible und weiche Messspitze

Erstmessung mit Signalton nach ca. 10 Sekunden; Speicherung des letzten Messwertes; wasserdicht (IP 27); automatische Abschaltung nach 10 Minuten; Messbereich zwischen 32°C und 42,9°C; Batterielebensdauer ca. 200 Stunden Dauerbetrieb; erfüllt die EMV-Anforderungen der internationalen Norm IEC 60601-1-2; Farbe: grün/weiß



Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	1 St.	N14862

Ohrthermometer ri-thermo® N

multifunktionales Infrarot-Ohrthermometer

mit Speicher für bis zu 12 Ergebnisse; Messdauer: eine Sekunde; ebenfalls Messung der Temperatur von Flüssigkeiten, Festkörpern und Luft möglich; beleuchtetes Display; Fieberkurven können auch noch im Nachhinein angelegt bzw. diverse Messwerte miteinander verglichen werden; mit Signalton bei Messende und Fieber; automatische, energiesparende Abschaltung; Aufbewahrungsbehälter; klinisch validiert; inkl. Batterien



Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
ri-Thermometer	1 St.	1805
RI-THERMO N SCHUTZKAPPEN		
-	100 St.	12701RR
-	1.000 St.	12702R

BLUTZUCKERMESSUNG

alphacheck®



Alles aus einer Hand

Produkte aus der diabetischen Versorgung wie Insulin-Pen-Nadeln, Sicherheits-Pen-Nadeln, Lanzetten, Sicherheitslanzetten und Blutzuckermessgeräte u.v.m. mit medizinisch optimierten und hochqualitativen Merkmalen.

- höchster Qualitätsstandard auf neusten medizinischen Kenntnissen mit gleichzeitig ansprechendem, wirtschaftlichem Preisniveau

- „Alles aus einer Hand“ als Konzept in Bezug auf medizinisch und wirtschaftliche optimierte Versorgung von vollstationären und ambulanten Einrichtungen der pflegerischen Branche

Copyright by Berger Med GmbH © 21102019

Blutzuckermessung

alphacheck™ professional Blutzucker- messgerät



KombiPackung

hygienischer Teststreifenauswurf durch Auswurfaste; erfüllt die Norm DIN EN ISO 15197:2013; Messbereich 20 - 600 mg/dl - 1,1- 33,3 mmol/L; nur 0,5 µL Blut zur Messung nötig; Messzeit: 5 Sekunden; beleuchtetes Display; Durchschnittswerte im 1-, 7-, 14-, 30-, 90-Tagesrhythmus ermittelbar; Mahlzeiten-Markierung inkl. Alarmfunktion; 1.000 Speicherplätze; automatische Kodierung; USB-Anschluss mit Schutzvorrichtung; Near-Field-Communication; mit Etui

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
mg/dl	1 St.	01100035
mmol/l	1 St.	01100040

alphacheck™ professional Kontrolllösung A+B



zur Funktionskontrolle

beim alphacheck™ professional Blutzuckermessgerät; Kombi-pack mit je einer Flasche für den niedrigen und hohen Messbereich

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
Set niedrig/hoch	2 x 4 ml	01100045

alphacheck™ professional Blutzucker- Teststreifen



korrekte Messergebnisse

besondere Biosensortechnologie; benötigt nur eine geringe Blutmenge; Blutmenge wird automatisch in den Teststreifen eingesogen, kein unhygienisches Blutverschmieren mehr

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	50 St.	AK-003

alphacheck™ professional Stechhilfe



einfache Bedienung

7 verschiedene Einstechtiefen; angenehme Handhabung; blickdichte Schutzkappe

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	1 St.	10708000

alphacheck™ SOFT-LANZETTEN



optimierte kapillare Blutgewinnung

dient der optimierten kapillaren Blutgewinnung in Verbindung mit der alphacheck™ professional Stechhilfe; kompatibel mit allen gängigen Stechhilfen; dreifach gebnet

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
30 G, 3 mm	200 St.	10207530

alphacheck™ COMFORT Sicherheits- lanzetten



Einmallanzetten/Sicherheitslanzetten

gemäß der Vorschriften TRBA 250

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
orange 23 G, 1,6 mm	100 St.	13100280
gelb 26 G, 1,6 mm	100 St.	13100275
blau 28 G, 1,6 mm	100 St.	13100200
türkis 30 G, 1,6 mm	100 St.	13100270

alphacheck™ professional Pen-Nadel Plus



Insulin Pen-Nadel

mit Nachgebrauchsverriegelung, nach TRBA 250

Größe	Inhalt	Artikel-Nr.
30 G, 5 mm	100 St.	11207005
30 G, 8 mm	100 St.	11207008

Blutzuckermessung

Soft Fine® Colour Lanzetten

silikonbeschichtete Nadeln

kompatibel mit allen Stechhilfen mit rundem Lanzettenkörper (außer Glucoject Dual S); sanfter Einstich

Messbereich	Inhalt	Artikel-Nr.
28G	110 St.	5836
28G	210 St.	5841
30G	110 St.	5840M
30G	210 St.	5839



Contour® next Sensoren

ohne lästiges Nachstechen

passend für alle Blutzuckermessgeräte der Contour® next Generation; intelligente Nachfüloption – bis 60 Sekunden lang erneut Blut auf denselben Contour® next Sensor auftragen

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	50 St.	84167836



Contour® XT Blutzuckermesssystem

mit großem Display

gut ablesbare Zahlen; sehr einfache Bedienung; robustes Gehäuse; sofort messbereit; Speicher für 480 Messwerte inkl. Datum und Uhrzeit; automatische Codierung; Messergebnis in 5 Sekunden; erfüllt die Anforderungen an die Messgenauigkeit der neuen ISO-Norm 15197:2013; plasmakalibriert; inkl. Batterien, 5 Contour® Sensoren, Stechhilfe Microlet® 2, 5 Lanzetten und Etui

Messbereich	Inhalt	Artikel-Nr.
10 - 600 mg/dl	1 Set	84157377
0,6 - 33,3 mmol/l	1 Set	84157385



Contour® next Kontrolllösung

zur Funktionskontrolle

des Contour® XT, Contour next und Contour® next USB Blutzuckermessgerätes; für normales, hohes und niedriges Testergebnis

Messbereich	Inhalt	Artikel-Nr.
normal	2,5 ml	84168662
hoch	2,5 ml	84168670
niedrig	2,5 ml	84168689



Contour® next Blutzuckermesssystem

mit beleuchtetem Display

gibt Hinweise in ganzen Sätzen; mit Erinnerungsfunktion, Trendanalyse und Hypowarnung; Farbsignal gibt direkt Rückmeldung zum Messwert; Speicher für 800 Messwerte inkl. Datum und Uhrzeit; automatische Codierung; Messergebnis in 5 Sekunden; kompatibel mit der CONTOUR®DIABETES App; erfüllt die Anforderungen an die Messgenauigkeit der neuen ISO-Norm 15197:2013; plasmakalibriert; inkl. Batterien, 5 Contour® next Sensoren, Stechhilfe Microlet® 2, 5 Lanzetten und Etui

Messbereich	Inhalt	Artikel-Nr.
10 - 600 mg/dl	1 Set	90002582
0,6 - 33,3 mmol/l	1 Set	90002583



Microlet® next Stechhilfe

zur sanften Blutentnahme

mit 5 verschiedenen Einstichtiefen; Auswurf Funktion; abschließbare Kappe, die unabsichtliches Auswerfen verhindert; inkl. 5 Lanzetten mit Silikonbeschichtung

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	1 St.	85139894



Microlet® Einmal-Blutlanzetten

farbige Lanzetten

für Stechhilfe Microlet® 2, Ascensia Microlet Vaculance, Glucolet und Autolet

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	100 St.	82224638
-	200 St.	03856893



Blutzuckermessung

ACCU-CHEK® Aviva Blutzuckerteststreifen

Teststreifen sind auf Plasma kalibriert

Teststreifen zur Blutzuckerbestimmung mit ACCU-CHEK® Aviva



Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	50 St.	06453970003

ACCU-CHEK® Aviva Kontrollösung

zur Funktionskontrolle

für ACCU-CHEK® Aviva



Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	2,5 ml	04455215003

ACCU-CHEK® Softclix®



Stechhilfe

mit 11 variablen Einstichtiefen, zur sanften Blutgewinnung; inkl. 25 ACCU-CHEK® Softclix® Lanzetten

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
anthrazit	1 St.	05988934001

ACCU-CHEK® Safe- T-Pro Uno II Sicherheitslanzetten

vorteilhaft bei hohem Patientenaufkommen

Einmalstechhilfen für den professionellen Einsatz; ergonomische T-Form für eine bequeme Handhabung; kein versehentliches Auslösen durch Widerstand des Auslöseknopfes; 3-seitiger, hautschonender Lanzettenschliff; geführte Lanzettenbewegung mit hoher Lanzettengeschwindigkeit; schnelle Abnahme einer kleinen Blutmenge; 1,5 mm Stechtiefe; zuverlässige Probengewinnung



Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	200 St.	05888662150

ACCU-CHEK® Safe- T-Pro Plus Sicherheitslanzetten



Einmalstechhilfen

für den professionellen Einsatz; individuell und flexibel; ergonomische T-Form für eine bequeme Handhabung; kein versehentliches Auslösen durch Widerstand des Auslöseknopfes; 3-seitiger, hautschonender Lanzettenschliff; geführte Lanzettenbewegung mit hoher Lanzettengeschwindigkeit; 3 wählbare Einstichtiefen (1,3 mm, 1,8 mm und 2,3 mm); adaptierbar auf unterschiedliche Hautbeschaffenheiten

Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
-	200 St.	3603539

ACCU-CHEK® Softclix Lancet

für Stechhilfe ACCU-CHEK® Softclix

mit präzisiertem Schliff der Lanzetten für besonders schmerzarme Blutentnahme



Durchmesser	Inhalt	Artikel-Nr.
0,40 mm	25 St	3307492
0,40 mm	200 St.	4522511

KLINION® Medlance plus

sterile Sicherheitslanzetten

verhindert versehentliche Auslösung; feine, glatte Nadel mit Silikonbeschichtung



Ausführung	Inhalt	Artikel-Nr.
UNIVERSAL		
21G, 1,8 mm 10 - 30 µl	200 St.	7044
LITE		
25G, 1,5 mm bis zu 10 µl	200 St.	7043E

Blutzuckermessung

KLINION® Soft fine® plus Pen-Nadeln

**3 verschiedene Nadellängen:
5, 6 und 12 mm**

passend für alle gängigen Insulinpens,
inkl. Abwurfbox mit patentiertem
Sicherheitsverschluss



Größe	Inhalt	Artikel-Nr.
0,23 mm x 32G x 5 mm	110 St.	5064
0,25 mm x 31G x 6 mm	110 St.	5060
0,33 mm x 29G x 12 mm	110 St.	5063