



kliniderm® Silikonisiertes Wunddistanzgitter

kliniderm® Silikonisiertes Wunddistanzgitter

Worum handelt es sich?

Das silikonisierte Wunddistanzgitter ist eine **sterile, fast durchsichtige Wundaufgabe**, die nicht am Wundgrund haftet und durch die Silikonbeschichtung **nicht mit dem Wundrand oder der Wundumgebung verklebt**. Das Wundexsudat kann durch die Netzstruktur hindurchtreten und in die Sekundärwundaufgabe aufgenommen werden. Die Wundaufgabe kann je nach Indikation bis zu 14 Tage auf der Wunde belassen werden, während der Sekundärverband - je nach Wundsituation - häufiger gewechselt werden kann. Dies ermöglicht eine engmaschige Beurteilung der Wunde, ohne dabei den Wundheilungsverlauf zu stören.

Wie funktioniert es?

Das Wunddistanzgitter besteht aus drei Schichten: Die unterste Schicht, die Kontakt mit der Wunde hat, bildet das Polyurethanetz, welches mit Silikon beschichtet ist, wodurch das Verkleben mit der Wunde und ihrer Umgebung verhindert wird. Die mittlere Schicht aus PET – die Funktionskomponente – sorgt dafür, dass die Wundnässe in den saugfähigen, äußeren Verband gelangt. Der Trennfilm auf der oberen Schicht unterbindet das Anhaften des Wunddistanzgitters am Sekundärverband. Wird der Deckverband gewechselt, verbleibt das Wunddistanzgitter auf der Wunde. Eine nahezu ungestörte Wundheilung ist so gewährleistet.

- ✓ **Sanfte Silikonhaftung**
hilft, das Risiko von Schmerzen und Wundschäden beim Verbandwechsel zu minimieren
- ✓ **Hautfreundlich**
bietet zuverlässigen Halt, schont die Haut und verbessert so die Patienten-Compliance
- ✓ **Bis zu 14 Tage Tragezeit**
so bleibt die Wunde beim Wechsel des Sekundärverbandes ungestört
- ✓ **Einseitig haftende Kontaktschicht**
sorgt für eine einfache Handhabung und verhindert das Verkleben mit Sekundärverbänden
- ✓ **Transparenz**
ermöglicht Wundkontrolle durch den Verband
- ✓ **Reduziert das Mazerationsrisiko**
durch Perforationen kann das Exsudat in den Sekundärverband gelangen
- ✓ **Einfaches Anlegen und Entfernen**
hilft Störungen der Wundheilung zu minimieren
- ✓ **Kann in Form geschnitten werden**
um klinischen Anforderungen gerecht zu werden
- ✓ **Anschmiegsam und angenehm**
hilft die Patienten-Compliance zu verbessern

Wann sollte das Produkt angewendet werden?

kliniderm® Silikonisiertes Wunddistanzgitter eignet sich für akute Wunden, z. B. Abschürfungen, Platzwunden, Verbrennungen. Aber auch für chronische, oberflächliche und postoperative Wunden und Spalthautentnahmestellen. Es ist auch als Wundschuttschicht bei nicht nässenden Wunden und auf Bereichen mit empfindlicher Haut verwendbar.

Das silikonisierte Wunddistanzgitter verklebt nicht mit der Wunde und ermöglicht einen atraumatischen Verbandwechsel.

Bestellinformationen

Bestellen Sie **kliniderm® Silikonisiertes Wunddistanzgitter** für mehr Pflegekomfort und die schnelle Wundheilung Ihrer Patienten.

Bestellen Sie einfach online über unser **Mediq Business Portal** per business.mediq.de/de oder per
Telefon **06861 900 76 80**
Fax **06861 900 70 18**



Produktname	Größe	Stück pro Packung	Packungen pro Karton	PZN	Artikelnummer
kliniderm® Silikonisiertes Wunddistanzgitter	5 x 7,5 cm	10 x 1	70	12541899	40514880
	7,5 x 10 cm	10 x 1	40	12541907	40514881
	10 x 18 cm	10 x 1	70	12541936	40514882
	17 x 25 cm	5 x 1	40	13749544	40514884
	20 x 30 cm	5 x 1	30	13749550	40514883



Sie wünschen ein Produktmuster?

Bestellen Sie jetzt ein **kliniderm® Silikonisiertes Wunddistanzgitter Produktmuster** und überzeugen Sie sich von der Qualität.

Kontakt

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon **06861 900 76 80**

Fax **06861 900 70 18**





Mediq Deutschland GmbH

In der Bruchwies 10 | 66663 Merzig

Telefon 0800 334 48 00

Fax 0800 334 48 01

business@mediq.com

www.mediq.de



Hersteller

Medeco B.V.

Brandpuntlaan

Zuid 14

2665 NZ Bleiswijk

The Netherlands

